

Stylo™

La nouvelle signature des soins de qualité



Le tube Stylo™ réécrit l'histoire de la réussite de vos produits, avec trois applicateurs différents au choix: le Stylo™ Liner, pour un tracé tout en finesse, le Stylo™ Pipette, pour une précision de pointe, et le Stylo™ Bristle, une douce caresse sur la peau. Étalez les produits de soin liquides et semi-solides sur la peau en toute simplicité et avec précision. Son anneau tournant esthétique garantit le bon écoulement du produit et sa protection optimale. L'utilisateur peut immédiatement comprendre le fonctionnement de cet anneau grâce au pictogramme en forme de flèche inscrit dessus. Le capot conique protège l'applicateur. Écrivez une nouvelle histoire pour vos produits avec le tube Stylo™.

Dans quels cas utiliser le Stylo™ Liner

- Produits prévenant le vieillissement de la peau (ex.: les soins anti-âge)
- Produits de maquillage
- Crèmes contre les petites rougeurs et les impuretés

Dans quels cas utiliser le Stylo™ Pipette

- Sérums contre les taches liées à la pigmentation et au vieillissement
- Formules anti-âge pour les yeux, les lèvres et le décolleté
- Sérums pour les pointes des cheveux
- Sérums/huiles pour les cuticules
- Produits de blanchiment des dents
- Compléments alimentaires
- Produits contre les démangeaisons

Dans quels cas utiliser le Stylo™ Bristle

- Lotions anti-cernes
- Soins des ongles
- Soins des sourcils
- Crèmes contre l'acné
- Solutions de désinfection pour les piercings
- Soins des cicatrices
- Produits bucco-dentaires

Avantages

- Une application précise pour les produits de différents degrés de viscosité
- Applicateurs hygiéniques faciles à nettoyer
- Tube ergonomique et intuitif en forme de stylo
- L'anneau tournant, le revêtement et la capsule peuvent être colorés selon les spécifications de chaque client
- L'anneau tournant garantit le bon écoulement et la protection optimale du produit

Spécifications

MATÉRIAUX

Tube	Polyfoil®; PE, COEX, Sugarcane
Liner	TPE
Pipette	PET-G
Bristle	MBA™ microbristle applicator LDPE, pharmaceutique
Anneau tournant	PE-HD
Revêtement	PP
Capsule	PET-G

DIMENSIONS

Diamètre	19 mm
Capacité	10 à 20 ml

DÉCORATION

Offset	
Sérigraphie	
Marquage à chaud	
Vernis: brillant, satiné, mat	

CERTIFICATIONS

Qualité	Alimentaire Bristle pharmaceutique
Durabilité	ISO 14001

