

# Stylo™ La nouvelle signature des soins de qualité



Le tube Stylo™ réécrit l'histoire de la réussite de vos produits, avec trois applicateurs différents au choix: le Stylo™ Liner, pour un tracé tout en finesse, le Stylo™ Pipette, pour une précision de pointe, et le Stylo™ Bristle, une douce caresse sur la peau. Étalez les produits de soin liquides et semi-solides sur la peau en toute simplicité et avec précision. Son anneau tournant esthétique garantit le bon écoulement du produit et sa protection optimale. L'utilisateur peut immédiatement comprendre le fonctionnement de cet anneau grâce au pictogramme en forme de flèche inscrit dessus. Le capsule conique protège l'applicateur. Écrivez une nouvelle histoire pour vos produits avec le tube Stylo™.

### Dans quels cas utiliser le Stylo™ Liner

- Produits prévenant le vieillissement de la peau (ex.: les soins anti-âge)
- Produits de maquillage
- Crèmes contre les petites rougeurs et les impuretés

## Dans quels cas utiliser le Stylo™ Pipette

- Sérums contre les taches liées à la pigmentation et au vieillissement
- Formules anti-âge pour les yeux, les lèvres et le décolleté



- Sérums pour les pointes des cheveux
- Sérums/huiles pour les cuticules
- Produits de blanchiment des dents
- Compléments alimentaires
- Produits contre les démangeaisons



### Dans quels cas utiliser le Stylo™ Bristle

- · Lotions anti-cernes
- Soin des ongles
- Soin des sourcils
- · Crèmes contre l'acné
- Solutions de désinfection pour les piercings
- Soin des cicatrices
- Produits bucco-dentaires

#### **Avantages**

- Une application précise pour les produits de différents degrés de viscosité
- · Applicateurs hygiéniques faciles à nettoyer
- Tube ergonomique et intuitif en forme de stylo
- L'anneau tournant, le revêtement et le capsule peuvent être colorés selon les spécifications de chaque client
- L'anneau tournant garantit le bon écoulement et la protection optimale du produit

#### **Spécifications**

MATÉRIAUX DIMENSIONS

Tube Polyfoil®; PE, COEX, Diamètre 19 mm

Sugarcane, Picea Capacité 10 à 20 ml

Liner TPE
Pipette PET-G

Bristle MBA™ microbristle applicator

LDPE, pharmaceutique

Anneau tournant PP
Revêtement PP
Capsule PET-G



DÉCORATION

CERTIFICATIONS

Offset

Sérigraphie

Marquage à chaud

Vernis

brillant satiné

mat

Qualité Alimentaire

Bristle pharmaceutique